

# I. Morgenurin Probengewinnung

**biovis'**  
DIAGNOSTIK MVZ



**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**beim Sammeln des Morgen-Urins mit der Urin-Monovette bitten wir Sie, folgende Vorgehensweise zu beachten. Sie helfen uns damit, im Labor möglichst exakte und unverfälschte Ergebnisse zu liefern.**

## A. Ist Ihr Test-Set vollständig?

Bitte überprüfen sie zunächst, ob Ihr Test-Set vollständig ist:

- 1 x Urin-Röhrchen (Monovette) mit Beschriftungsfeld und gelber Spitze**
- 1 x Versandbehälter**

## B. Gewinnung des Morgenurins

- a.** Als Probe wird Ihr erster Morgenurin benötigt. Bitte beachten Sie, dass seit der letzten Mahlzeit mindestens 8 Stunden vergangen sein sollten.
- b.** Verwenden Sie bitte für die Urin-Probe den Mittelstrahlurin: Verwerfen Sie zuerst etwas Urin in die Toilette; den folgenden Urin füllen Sie in den Urin-Becher. Dieser sollte etwa bis zur Hälfte gefüllt werden. Den restlichen Harn lassen Sie wieder in die Toilette.
- c.** Nehmen Sie nun eine Spitze und das gelbe Urin-Röhrchen zur Hand, drehen den vorderen Teil des gelben Verschlusses ab und setzen Sie die Spitze auf.
- d.** Tauchen Sie die gelbe Spitze in den Urin und entnehmen Sie mit diesem Röhrchen nun einen Teil des Urins aus dem Urin-Becher, indem Sie den Stempel hinten vollständig herausziehen. Das Urin-Röhrchen sollte vollständig gefüllt werden.
- e.** Nehmen Sie die gelbe Spitze ab und verschließen das Urin-Röhrchen mit dem gelben Verschluss wieder sorgfältig.
- f.** Bitte brechen Sie den herausgezogenen Stempel an der Soll-Bruchstelle ab, so dass der Rest des Stempels nicht mehr hervorsteht.
- g.** Stecken Sie das Urin-Röhrchen in das Versandgefäß und verschließen dieses sorgfältig.
- h.** Bitte entsorgen Sie die Spitze, den abgebrochenen Stempel und den Urin-Becher in Ihrem Hausmüll.



**Für Ihre Mithilfe bedankt sich  
Ihr Biovis-Team**

Biovis Diagnostik MVZ GmbH,  
Justus-Staudt Straße 2,  
65555 Limburg-Offheim

## II. Morgenurin Probengewinnung

**biovis'**  
DIAGNOSTIK MVZ



**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**beim Sammeln des Morgen-Urins mit der Urin-Monovette bitten wir Sie, folgende Vorgehensweise zu beachten. Sie helfen uns damit, im Labor möglichst exakte und unverfälschte Ergebnisse zu liefern.**

### A. Ist Ihr Test-Set vollständig?

Bitte überprüfen sie zunächst, ob Ihr Test-Set vollständig ist:

- 1 x Urin-Röhrchen (Monovette) mit Beschriftungsfeld und gelber Spitze**
- 1 x Versandbehälter**

### B. Gewinnung des Morgenurins

- Als Probe wird Ihr zweiter Morgenurin benötigt. Bitte beachten Sie, dass seit der letzten Mahlzeit mindestens 8 Stunden vergangen sein sollten.
- Verwenden Sie bitte für die Urin-Probe den Mittelstrahlurin: Verwerfen Sie zuerst etwas Urin in die Toilette; den folgenden Urin füllen Sie in den Urin-Becher. Dieser sollte etwa bis zur Hälfte gefüllt werden. Den restlichen Harn lassen Sie wieder in die Toilette.
- Nehmen Sie nun eine Spitze und das gelbe Urin-Röhrchen zur Hand, drehen den vorderen Teil des gelben Verschlusses ab und setzen Sie die Spitze auf.
- Tauchen Sie die gelbe Spitze in den Urin und entnehmen Sie mit diesem Röhrchen nun einen Teil des Urins aus dem Urin-Becher, indem Sie den Stempel hinten vollständig herausziehen. Das Urin-Röhrchen sollte vollständig gefüllt werden.
- Nehmen Sie die gelbe Spitze ab und verschließen das Urin-Röhrchen mit dem gelben Verschluss wieder sorgfältig.
- Bitte brechen Sie den herausgezogenen Stempel an der Soll-Bruchstelle ab, so dass der Rest des Stempels nicht mehr hervorsteht.
- Stecken Sie das Urin-Röhrchen in das Versandgefäß und verschließen dieses sorgfältig.
- Bitte entsorgen Sie die Spitze, den abgebrochenen Stempel und den Urin-Becher in Ihrem Hausmüll.



**Für Ihre Mithilfe bedankt sich  
Ihr Biovis-Team**

Biovis Diagnostik MVZ GmbH,  
Justus-Staudt Straße 2,  
65555 Limburg-Offheim