

Schematische Darstellung zur Abnahme von Kapillarblut und venösem Blut

Kapillarblutentnahme

Benötigte Materialien:



1. Blutabnahme

2. Überführen in Röhrchen bis Füllhöhe BloodSpot - 1 Feld pro Parameter





BloodSpot



Befüllung der Felder
siehe Anleitung

venöse Blutentnahme

1. Blutabnahme
2. Entfernen von Kanüle/Butterfly
3. Überführen in Röhrchen bis Füllhöhe oder BloodSpot - 1 Feld pro Parameter



Das Feld bitte unbedingt vollständig befüllen!